



Ingredientes

Glicerina, Água desionizada, Propilenoglicol, Peróxido de carbamida a 16%, Carbómero, Fenoxietanol, EDTA dissódico, Hidróxido de sódio, CI45430, Luteína.

Tratamento rápido pós-higiene oral



BlancOne® CLICK é um tratamento de branqueamento rápido pós-higiene oral. Este tratamento oferece, a um custo muito reduzido e em apenas 10 minutos, um "upgrade" à sessão de higienização oral muito apreciado. BlancOne® CLICK foi concebido para promover um tratamento branqueador completo (Touch ou Ultra) e também como ferramenta promocional e de marketing para o consultório.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A) Preparar o gel

1. Remover as tampas de ambas as seringas (gel branqueador e gel ativador) e uni-las utilizando o conector luer-lock.
2. Empurrar suavemente o êmbolo de uma das seringas para transferir todo o gel para a outra seringa.
3. De seguida, empurrar o êmbolo da seringa cheia de gel, transferindo-o para a seringa vazia.
4. Repetir a operação descrita no passo anterior até que os dois géis (branqueador e ativador) fiquem completamente misturados, dando origem a um único gel homogêneo.
5. Remover o conector da seringa que contém o gel e encaixar a ponteira de aplicação.

B) Preparar o paciente

1. Aplicar na boca do paciente o abre-bocas BlancOne com depressor de língua e inserir rolos de algodão sob os lábios superior e inferior para os afastar da zona do tratamento.
2. Remover a película salivar com uma escova; se necessário, utilizar uma mistura de água e pedra-pomes. NÃO utilizar pastas de polimento nem produtos que contenham flúor. Enxaguar e secar.
3. Determinar a cor inicial do paciente utilizando a escala de cores.

C) Tratamento branqueador

1. Empurrar suavemente o êmbolo da seringa que contém o gel branqueador para aplicar o gel gengival na superfície de todos os dentes a branquear.
2. Ativar o gel branqueador com uma luz azul. Podem ser utilizados dois tipos de lâmpadas:
 - Lâmpada de polimerização
 - i. Utilizar uma lâmpada potente (min. 1500 mW/cm²) para irradiar cada dente durante 20 segundos. É possível ativar 2 dentes de cada vez no arco inferior central.
 - ii. Após completar ambos os arcos, repetir o procedimento anterior 2 ou 3 vezes até à completa ativação do gel (ver a imagem).
 - Lâmpada de arco

Utilizar a lâmpada de arco BlancOne ARCUS para ativar ambos os arcos em simultâneo. Posicionar a cabeça da lâmpada próximo dos dentes e ativar durante 10 minutos até à completa ativação do gel (ver a imagem).

Quando utilizada de acordo com os protocolos BlancOne, a lâmpada de branqueamento ARCUS é segura para os dentes e gengivas. Proteger os lábios com a emulsão Oralsan NBF ou com um batom bálsamo labial. A lâmpada gera na pele um calor semelhante ao de uma lâmpada de bronzeamento. Se o paciente sentir algum desconforto, afastar ligeiramente a lâmpada da boca.

A adequada ativação do gel dependerá de:

- Potência da lâmpada (mW/cm²) – Quanto maior a potência, mais rápida será a ativação do gel.
- Espessura do gel – Aplicar uma camada de gel uniforme e fina (1-2 mm); camadas mais espessas tornarão o processo de ativação mais lento.
- Distância da fonte de luz – A distância entre a lâmpada e o gel deve ser o mais curta possível; aumentar a distância irá aumentar o tempo de ativação.

Uma vez ativado, o gel terá um aspeto inchado e rico em oxigénio (bolhas), tal como ilustrado na imagem.



3. Remover o excesso de gel branqueador utilizando um rolo de algodão e aspirar os resíduos de gel, enxaguando com a seringa de ar/água.

ATENÇÃO: O gel ativado é bastante mais denso. Em caso de entupimento da cânula de aspiração, aspirar água abundante.

NOTA: o rebordo gengival poderá ficar ligeiramente vermelho nalguns pontos, mas trata-se de um efeito temporário que desaparecerá após cerca de uma hora.

D) Conclusão do tratamento

1. Utilizar a escala de cores para determinar a cor final dos dentes do paciente.
2. Remover o abre-bocas e indicar ao paciente que enxague a boca.

ADVERTÊNCIAS

- Libertação de 6% de H₂O₂.
- Não utilizar em pessoas com idade inferior a 18 anos.
- Só pode ser vendido a dentistas.
- Destinado exclusivamente ao uso por dentistas ou sob a sua supervisão direta se for assegurado um nível de segurança equivalente.
- Manter os produtos de branqueamento dentário fora do alcance das crianças.
- Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto com os OLHOS: enxaguar os olhos cuidadosamente com água durante vários minutos e solicitar aconselhamento/assistência médica. EM CASO DE CONTACTO COM A PELE/MUCOSAS: lavar abundantemente com água. Em caso de irritação, solicitar aconselhamento/assistência médica.
- Se ingerido em pequenas quantidades, o produto não é nocivo. Caso contrário, consultar um médico.
- Alguns utilizadores podem experienciar sensibilidade ou irritação gengival. Embora estes efeitos sejam geralmente ligeiros e transitórios, nalguns casos podem exigir tratamento por parte de um dentista.

PRECAUÇÕES

- Antes do branqueamento, é necessário realizar um exame dentário.
- O branqueamento não terá efeitos nas coroas de porcelana e restaurações dentárias.
- Durante, pelo menos, 6 horas após o procedimento de branqueamento, não utilizar produtos à base de tabaco e não beber café nem vinho tinto.
- Não indicado para mulheres grávidas. Durante a fase de amamentação, consultar um médico.
- Não ingerir o gel. Evitar o contacto com tecidos que não os dentes.
- Os alimentos/sumos ácidos podem provocar sensibilidade se consumidos logo após o branqueamento.
- Pode provocar irritação dos tecidos das gengivas se utilizado em pessoas que sofrem de doenças periodontais.