

# BLANCONE®

## STICK

PACK REF  
900342

Rev.2 - 12 Out, 2016



### Ingredientes

Glicerina, Propilenoglicol, Peróxido de carbamida a 16%, Água desionizada, Carbômero, Aroma, EDTA dissódico, Limoneno, Sacarinato de sódio, Hidróxido de sódio.

## Caneta de branqueamento dentário



BlancOne® STICK é um tratamento de branqueamento dentário para uso doméstico.

Se utilizado durante duas semanas, torna o sorriso mais brilhante e branco.

É ideal para remover as manchas do tabaco, café, chá, bem como de bebidas e alimentos pigmentados. Adequado para a manutenção a longo prazo dos resultados do branqueamento dentário profissional realizado em consultório.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma vez por dia durante um ciclo de 14 dias consecutivos, de preferência à noite ao deitar.

- 1) Lavar os dentes com a escova.
- 2) Remover a tampa e rodar a parte inferior da caneta (3-4 cliques) no sentido horário para humedecer a escova com uma determinada quantidade de gel. (NOTA IMPORTANTE: na primeira utilização, poderão ser necessários mais cliques para romper o selo de segurança).
- 3) Aplicar o gel nos dentes e esfregar bem a superfície dos dentes durante 2 minutos. Durante esta fase, humedecer regularmente a escova com mais gel, rodando a parte inferior no sentido horário, e reaplicar o gel. Normalmente, são necessários 10-12 cliques para aplicar uma quantidade adequada de gel branqueador em cada tratamento.
- 4) Cuspir o excesso de gel sem enxaguar com água e não comer nem beber nada durante 30 minutos.
- 5) No final do tratamento, limpar a escova de silicone com um lenço de papel e repor a tampa na caneta.

Se utilizado como tratamento independente, após completar um ciclo de 14 dias, interromper a utilização durante 2 semanas e depois repetir um segundo ciclo de 14 dias consecutivos.

Se utilizado para manutenção, repetir um ciclo de 14 dias 3 meses após o primeiro ciclo.

### ADVERTÊNCIAS

- Libertação de 6% de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Não utilizar em pessoas com idade inferior a 18 anos.
- Só pode ser vendido a dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira aplicação só pode ser feita por dentistas ou sob a sua supervisão direta se for assegurado um nível de segurança equivalente. Posteriormente, o pro-

duto será fornecido aos consumidores a fim de completar o ciclo de utilização.

- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto, enxaguar os olhos cuidadosamente com água durante vários minutos e solicitar aconselhamento/assistência médica.
- Não aplicar quantidades superiores às necessárias para o processo de branqueamento. Se ingerido em pequenas quantidades, o produto não é nocivo. Caso contrário, consultar um médico.
- Alguns utilizadores podem experienciar sensibilidade ou irritação gengival. Embora estes efeitos sejam geralmente ligeiros e transitórios, nalguns casos podem exigir tratamento por parte de um dentista.
- Não utilizar durante mais de 14 dias consecutivos; é recomendada uma interrupção de 2 semanas entre cada ciclo de aplicação (14 dias).

### PRECAUÇÕES

- Antes do branqueamento, é necessário realizar um exame dentário.
- O branqueamento não terá efeitos nas coroas de porcelana e restaurações dentárias.
- Durante, pelo menos, 6 horas após o procedimento de branqueamento, não utilizar produtos à base de tabaco e não beber café nem vinho tinto.
- Não indicado para mulheres grávidas. Durante a fase de amamentação, consultar um médico.
- Evitar o contacto com tecidos que não os dentes.
- Os alimentos/sumos ácidos podem provocar sensibilidade se consumidos logo após o branqueamento.
- Pode provocar irritação dos tecidos das gengivas se utilizado em pessoas que sofrem de doenças periodontais.
- Em caso de irritação gengival ou sensibilidade dentária, interromper a utilização do produto e consultar o dentista.

[www.blancone.eu](http://www.blancone.eu)



IDS Spa - 17100 Savona - Italy - Via Valletta San Cristoforo, 28/10  
Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865 - [www.idsdental.it](http://www.idsdental.it)

